



**COVIDIEN**

*positive results for life™*

**Aeroneb™\* Solo**  
エアロネブソロ

エアロネブソロは、人工呼吸中に効果的にエアゾール投与ができるネブライザです。その呼吸回路コネクタは最大4週間使用できるシングルユース製品で、感染対策に適しています。エアロネブで定評あるOnQ™\*噴霧技術を採用しており、医師が処方した吸入薬を幅広い患者に効率的に投与できます。

### 利便性

- ・ 単一患者使用のため、呼吸回路のオールシングルユース化を実現します。
- ・ 断続噴霧と連続噴霧が可能です。
- ・ 静音設計で動作音が静かです。(35dB 距離0.3m)

### 効率性

- ・ MMAD 3.4 $\mu$ mの安定した細かな粒子で、推定吸入量15.5%が得られます。
- ・ 動作中に呼吸回路からの結露やガスの逆流がありません。
- ・ 薬液残量が僅かです。(3mLの噴霧で平均0.1mL未満)
- ・ 最大4週間ご使用いただけます。(1日あたり4回まで断続使用時)

### 適応性

- ・ 標準的な呼吸回路に対応し、接続に際して特殊なアダプタを必要としません。
- ・ 軽量のコントロールモジュールは内蔵バッテリーを装備し、また圧縮空気なしで稼働するため、院内はもちろんのこと、搬送中でもご使用いただけます。

# Aeroneb™\* Solo

## エアロネブソロ



### 性能

MMAD (質量平均 空気動力学の直径)	GSD (幾何標準偏差)	薬液残量 (mL)	推定吸入量	流 量
3.4μm	2.4	3mLの噴霧で 平均0.1mL未満	15.5%	>0.2mL/min (平均:約0.38mL/min)

(製造元データより)



### OnQ™エアゾールジェネレータ

#### 効率のよい薬液投与

- ・微粒子低速エアゾールを生成
- ・正確に規定された粒子径を発生
- ・様々な薬液の噴霧が可能

### 別売品

カタログ番号	品名
AG-AS3300	エアロネブソロ コンビニエンスパック 5ヶ入
AG-AS3350	エアロネブソロ コンビニエンスパック 10ヶ入
AG-AS3010	エアロネブソロ T型コネクタ 10ヶ入
AG-AS3100	エアロネブソロ ネブライザユニット 5ヶ入
AG-AS3200	エアロネブソロ ネブライザユニット 10ヶ入

### 仕様

ネブライザユニット	重量 13.5g
コントロールモジュール	重量 230g
ネブライザソロユニット	容量 6mL
電氣的定格	AC/DCアダプタ:入力100-240VAC 50~60Hz、出力9V 消費電力<8.0W (充電中)、<2.0W(噴霧中) 患者絶縁 IEC60601-1に適合

販売名 エアロネブソロ  
医療機器認証番号 222AABZX00221000  
販売名 エアロネブソロ ネブライザユニット  
医療機器届出番号 13B1X00069AG001A

COVIDIEN、COVIDIENロゴマーク及び“positive results for life”はCovidien AGの商標です。  
TM\*を付記した商標はStamford Devices Ltd.の商標です。  
©2013 Covidien.

仕様は予告なしに変更となることがございます。  
ご使用に際しては必ず製品に付属の添付文書及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。



製造販売元  
**コヴィディエン ジャパン株式会社**

www.covidien.co.jp

本社 〒158-8615 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号

レスピラトリ事業部 ペンチレータビジネスユニット

東京営業所 TEL (03)5717-1440 FAX (03)5717-1444

札幌営業所 (011)241-5418

名古屋営業所 (052)709-6691

大阪営業所 (06)6455-8900

高松営業所 (087)868-2201

仙台営業所 (022)211-6422

金沢営業所 (076)232-4450

広島営業所 (082)536-0170

福岡営業所 (092)271-0276

ct-ve-aers(c2)  
1301.5000